

Il trattamento sbiancante post igiene, rapido ed efficace



BlancOne® CLICK è un trattamento sbiancante rapido nato per chi cerca una soluzione pratica e veloce per ottenere un sorriso ancora più bianco **dopo la pulizia dei denti**.

Ti bastano solo **10 minuti** per ottenere un risultato sorprendente e donare ai tuoi denti un aspetto **più luminoso**.

BlancOne® CLICK è ideale per avvicinarsi allo sbiancamento dentale, anche per chi teme un'eccessiva sensibilità provocata da questi trattamenti. Tutti i trattamenti BlancOne hanno eliminato il problema di sensibilità.

BlancOne® CLICK è **il trattamento più delicato** di tutta la gamma:

- utilizza una bassa concentrazione di perossido di carbamide (16%)
- non richiede la protezione gengivale
- dura solo 10 minuti

Dopo aver provato BlancOne® CLICK potrai scegliere di ottenere un risultato ancora più profondo e duraturo nel tempo, con un semplice upgrade ad un trattamento completo **BlancOne® TOUCH**.

Come agisce

Miscelando i due componenti, sbiancante e attivatore, di **BlancOne® CLICK**, il gel ti sarà applicato sui denti e attivato con una lampada a luce blu per 10 minuti.

Grazie alla sua **speciale formulazione** e sfruttando l'energia luminosa, **l'ossigeno sviluppato** non verrà disperso all'esterno, ma rimarrà intrappolato nel gel e veicolato totalmente verso lo smalto, **massimizzando l'azione sbiancante**.

BlancOne® CLICK non disidrata lo smalto e **non provoca sensibilità**.

Per qualsiasi altra informazione o dubbio contattaci:

Cell.	3925066300
Whatsapp	3925066300
Telegram	@Smile_Different
Telegram	@RiccardoBianchi