

BlancOne Touch



Studiato per offrirti uno **sbiancamento delicato ed efficace**, **BlancOne® TOUCH** è il primo trattamento da effettuare in studio che utilizza una bassa percentuale di perossido. Con BlancOne® TOUCH potrai scoprire **un sorriso più bianco e luminoso** con tanti vantaggi per te:

- in totale sicurezza;
- senza protezioni gengivali;
- in una sola seduta di 30 minuti;
- senza usare mascherine.

BlancOne® TOUCH è ideale per chi vuole mantenere il suo sorriso **sempre al top**. Grazie alle basse concentrazioni di perossido, sotto il controllo del dentista, **BlancOne® TOUCH non presenta rischi e puoi ripeterlo** con maggiore frequenza. Così i tuoi denti saranno sempre bianchi e luminosi.

Come agisce

Miscelando i due componenti, sbiancante e attivatore, il gel ti sarà applicato sui denti e attivato con una lampada a luce blu per 8 minuti. Grazie alla sua **speciale formulazione** e sfruttando l'energia luminosa, l'**ossigeno sviluppato** non verrà disperso all'esterno, ma rimarrà intrappolato nel gel e veicolato totalmente verso smalto, **massimizzando l'azione sbiancante**.

Conclusa la sua azione, il gel viene sostituito per un nuovo ciclo, praticando una nuova applicazione. La seduta consiste in un totale di **3 cicli di sbiancamento**. In caso si parta da colorazioni più scure del dente, può essere eseguito un quarto ciclo opzionale nella stessa seduta.

BlancOne® TOUCH produce uno **sbiancamento efficace** utilizzando una bassa concentrazione di perossido di carbamide (16%), non disidrata lo smalto e non provoca sensibilità.

Per qualsiasi altra informazione o dubbio contattaci:

Cell.	3925066300
Whatsapp	3925066300
Telegram	@Smile_Different
Telegram	@RiccardoBianchi